

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A5213

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ?PREMIUM-Universalständer

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

Stereomikroskop-Ständer OZB-A52 13

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A52 13
Modell-Reihe	OZB-UP
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1179295
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Konstruktion

Standtyp	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Klemme)
Durchmesser des Halters	76 mm

Abmessungen (B×T×H) 80×545×515 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C
Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen
Verpackung (B×T×H) 680×330×260 mm
Bruttogewicht 11 kg
Nettogewicht 9 kg
Versandart Paketdienst
Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht - Papier 0 g
Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht - Karton 1140,53 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	22,9164 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	599,352 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
OZB-A5301	Stereomikroskope Modulares System - Halter KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Stereomikroskope Modulares System - Halter KERN OZB-A5306

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A5806	Ersatzhebel OZB-A5806