



KERN & Sohn GmbH


Ziegelei 1
D-72336 Balingen
Courriel : info@kern-sohn.com

Tél. : +49-[0]7433- 9933-0
Télécopie +49-[0]7433-9933-149
Internet : www.kern-sohn.com

Instructions d'installation du câble (double) d'interface

KERN CFS-A04

Version 1.0
08/2012
F



CFS-A04-IA-f-1210



KERN CFS-A04

Version 1.0 08/2012

Instructions d'installation Câble d'interface

1 Installation

Connecter le câble d'interface comme indiquée sur l'image ci-dessous (attention au marquage des câbles)



- 1 Connexion de la bascule
- 2 Connexion de l'imprimante/PC
- 3 Connexion de la lampe de signalisation

2 Données techniques:

- Longueur du câble 150 cm
- Poids net 80 g
- Compatible avec, par exemple : KFB-TM, IFB, BFB, UFB, CFS, GAB-N, CPB-N, PFB, SFB, KFN-TM