

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A3240

Datum: 22.04.2026

DEUTSCH



Erweitertes Sichtfeld und großer Arbeitsabstand für komfortables Arbeiten an großflächigen Proben, passend für KERN OIV-9

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Reduzierte Vergrößerung von 0,3x zur Darstellung großflächiger Proben mit erweitertem Sichtfeld
- Großer Arbeitsabstand von 165 mm bietet mehr Platz für Werkzeuge und ergonomisches Arbeiten
- Hohe Flexibilität, ideal für Anwendungen in Präparation, Inspektion und Qualitätssicherung
- Direkt am Mikroskop montierbar, kein zusätzliches Zubehör oder Werkzeug erforderlich

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A3240
Modell-Reihe	OBB-AZ
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Video-Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761496583
Zolltarifnummer	90119000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Konstruktion

Arbeitsabstand	165 mm
----------------	--------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×75 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	10 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

