

# KERN 366-93

Poids individuel, Classe OIML M3, 500 g, Bouton, fonte laquée

**KERN®**

## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	366-93
Model-Serie	366
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M3 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761482074
Modèle prédécesseur	366-93-2024a
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	500 g
Tolérance (OIML)	250 mg

## Données techniques - Construction

Matériau	Fonte laquée
----------	--------------

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	500 g
Classe OIML	M3
OIML conform	Yes
Tolerance (OIML)	250 mg
Density (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volume (cm <sup>3</sup> )	70,4225

## Les fonctions

Standard

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	46×46×68 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	No
-----------------------	----

## Services en option

DAkKS Calibrage	962-639
-----------------	---------

# KERN 366-93

Poids individuel, Classe OIML M3, 500 g, Bouton, fonte laqué

