

KERN 347-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	347-06
Modell-Reihe	347
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761008700
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 g
Toleranz (OIML)	3 mg
Gehäuse Aluminium	317-060-600
Gehäuse Kunststoff	347-070-400
Gehäuse Holz	337-060-200

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 g
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	3 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Funktionen

Standard

Volumen (cm ³)	6,25
----------------------------	------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×29 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-636
--------------------	---------

KERN 347-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN[®]

