

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZB-A5 130

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? ECO-Supports universels

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
 d'informations

DESCRIPTION

Support de stéréomicroscope OZB-A5130

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A5130
Model-Serie	OZB-S
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes stéréo
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761232136
Modèle prédécesseur	OZB-A5103
Numéro de tarif douanier	90119000
CE Label	oui

Données techniques - Construction

Stand type	forme de pilier
Stand area	283×292 mm
Holder diameter	76 mm
Mécanisme de mise au point	vis macrométrique
Dimensions (L×P×H)	283×292×303,5 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
----------------------	--

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	385×370×330 mm
Poids brut	4,2 kg
Poids net	3 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	780,168 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	14,8368 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	441,395 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	oui
------	-----

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	3W

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OZB-A5807	Bloc d'alimentation KERN OZB-A5807
OZB-A5808	Bloc d'alimentation KERN OZB-A5808