

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS ODC-A8105

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Okularadapter für Mikroskopkamas (0,5×/23,2 mm)

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

Okularadapter für Mikroskopkameras ODC-A8105

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Modell-Artikel-Code    | ODC-A8105         |
| Modell-Reihe           | ODC-AK            |
| Sortiment              | Optics            |
| Produkt Segment        | Mikroskope        |
| Produktgruppe          | Mikroskop-Kameras |
| Produkt-Verwendungsart | Zubehör/DL        |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761190832     |
| Zolltarifnummer        | 90119000          |

### FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

### Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 90×90×90 mm |
| Bruttogewicht                                      | 0,50 kg     |
| Nettogewicht                                       | 0,20 kg     |
| Versandart                                         | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 300 g       |
| Lieferzeiten                                       | 1 d         |

### Technische Daten - Umweltbedingungen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
| Lagertemperatur Max | 40 °C |