

OPTICS OBB-A3230

Datum: 28.01.2025

DEUTSCH



Netzteil

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Netzteil OBB-A3230

SPEZIFIKATION

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A3230
Modell-Reihe	OBB-AZ
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Video-Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil
EAN-Code (Modell)	404576 1482562
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Tischnetzteil (trennbar, Kaltgerätestecker C14)
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzstecker	Hohlstecker, innen Plus; außen Ø5,5mm, innen Ø2,1mm, lang: 11,5mm
Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×50×50 mm
Bruttogewicht	0,60 kg
Nettogewicht	0,45 kg

Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	150 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verifizierung

CE	yes
WEEE	yes

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Optisches System	Objektive	Beleuchtung	Kamera-Auflösung	Sensor-Typ	Größe des Sensors
OZB-A2185						
OZB-A2181						
OZB-A2182						
OZB-A2183						
OZB-A2184						
OZB-A2186						
OZB-A2102						
OBB-A3230						
OBB-A3228						
OZB-A2187						

DEUTSCH