

KERN 326-37

Pesas individuales, Clase OIML F1, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable pulido

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-37
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761232860
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	10 kg
Tolerancia (OIML)	50 mg
Caja aluminio	346-070-600
Caja plástico	No disponible
Caja de madera	No disponible

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	193×96×117 mm
Material	Acero inoxidable pulido

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	10 kg
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	50 mg

Funciones

Densidad (kg/m³) 7950

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	193×96×117 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-444
-------------------	---------

KERN 326-37

Pesas individuales, Clase OIML F1, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable pulido



Standard

