

KERN 347-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	347-14
Modell-Reihe	347
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761008892
Vorgängermodell	347-54
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	500 mg
Gehäuse Aluminium	317-140-600
Gehäuse Kunststoff	347-140-400
Gehäuse Holz	337-140-200

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	500 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³) 7950

Volumen (cm³) 1250

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×185 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Yes

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-644

KERN 347-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht

