

KERN 346-89

Poids individuel, Classe OIML M1, 50 kg, Bloc, fonte laqué

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	346-89
Model-Serie	346
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761241664
Modèle prédécesseur	346-89-2018a
Modèle successeur	346-89-2024e2; 346-89-2025e
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 kg
Tolérance (OIML)	2,5 g

Données techniques - Construction

Dimensions	310×155×192 mm
Matériau	Fonte laquée

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	2,5 g

Les fonctions

Density (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	7042,2535

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	330×180×230 mm
Poids brut	50 kg
Poids net	50 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-646
-----------------	---------

KERN 346-89

Poids individuel, Classe OIML M1, 50 kg, Bloc, fonte laqué

KERN[®]

Standard

