

KERN 572-55

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	572-55
Model-Serie	572
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761356924
Modèle prédécesseur	572-55-2021a
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	20 kg
Lisibilité	0,00005 kg
Répétabilité	0,0001 kg
Linéarité	± 0,00025 kg
Poids minimum de la pièce	500 mg
Surface de pesée (d)	160×200 mm

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier	180×310×85 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui

Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	160×200 mm
Weighing surface (d)	160×200 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,00025 kg
Poids minimum (USP)	200 g
Lisibilité	0,00005 kg
Poids d'ajustement recommandé	20 kg (F1)
Répétabilité	0,0001 kg

KERN 572-55

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

KERN®

Temps de stabilisation dans
des conditions de laboratoire 3 s

Temps de préchauffage 4 h

DAkKS Calibrage

963-128

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de
fonctionnement 40 °C

Température ambiante
minimale -10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage
(L×P×H) 400×340×220 mm

Poids brut 4,4 kg

Poids net 2,8 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage -
en poids - carton 850 g

Composant de l'emballage -
par poids - plastique 850 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage 400000

Poids minimal de la pièce
lors du comptage
(Laboratoire) 50 mg

Poids minimum de la pièce 500 mg

Services en option

Les fonctions

Standard



Option



Factory

