

KERN 337-03

Pesas individuales, Clase OIML F2, 5 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	337-03
Serie de modelos	337
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761006324
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 g
Tolerancia (OIML)	0,5 mg
Caja aluminio	317-030-600
Caja plástico	347-030-400
Caja de madera	337-030-200

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 g
Clase OIML	F2
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	0,5 mg
Densidad (kg/m ³)	7950

Volumen (cm³) 0,625

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	8×8×16 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	No
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-433
-------------------	---------

KERN 337-03

Pesas individuales, Clase OIML F2, 5 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado

KERN[®]

Funciones

Standard

