

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 366-93

Datum: 15.12.2025

DEUTSCH



Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 500 g, Knopf, Gusseisen lackiert

### KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | 366-93                   |
| Modell-Reihe           | 366                      |
| Sortiment              | KERN                     |
| Produkt Segment        | Prüfgewichte             |
| Produktgruppe          | OIML M3 Prüfgewichte     |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/D L |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 1482074           |
| Vorgängermodell        | 366-93-2024a             |
| Zolltarifnummer        | 84239090                 |

### Technische Daten - Primär

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nennwert        | 500 g  |
| Toleranz (OIML) | 250 mg |

### Technische Daten - Konstruktion

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Werkstoff | Gusseisen lackiert |
|-----------|--------------------|

### Technische Daten - Messsystem

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nominalwert                 | 500 g   |
| OIML-Klasse                 | M3      |
| OIML-konform                | yes     |
| Toleranz (OIML)             | 250 mg  |
| Dichte (kg/m <sup>3</sup> ) | 7100    |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )  | 70,4225 |

### Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 46×46×68 mm |
| Bruttogewicht                                      | 0,50 kg     |
| Nettogewicht                                       | 0,50 kg     |
| Versandart                                         | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g         |
| Lieferzeiten                                       | 1 d         |

### Technische Daten - Verifizierung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Eichung möglich | no |
|-----------------|----|

### Optionale Dienstleistungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DAkKS Kalibrierung | 962-639 |
|--------------------|---------|

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 962-639  | DAkkS-Kalibrierung KERN 962-639                                             |
| 962-639R | DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-639R                                          |
| 920-350  | Markierung durch Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350         |
| 920-351  | Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351 |

## ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

| Modell | Nennwert | Toleranz (OIML) | Gehäuse Aluminium |
|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 366-86 | 5 kg     | 2,5 g           | 346-060-600       |
| 366-87 | 10 kg    | 5 g             | 346-070-600       |
| 366-88 | 20 kg    | 10 g            | 346-080-600       |
| 366-89 | 50 kg    | 25 g            | -                 |
| 366-91 | 100 g    | 50 mg           | -                 |
| 366-76 | 5 kg     | 2,5 g           | 346-060-600       |
| 366-77 | 10 kg    | 5 g             | 346-070-600       |
| 366-78 | 20 kg    | 10 g            | 346-080-600       |
| 366-79 | 50 kg    | 25 g            | -                 |
| 366-93 | 500 g    | 250 mg          | -                 |
| 366-94 | 1 kg     | 500 mg          | -                 |
| 366-95 | 2 kg     | 1 g             | -                 |
| 366-96 | 5 kg     | 2,5 g           | -                 |
| 366-97 | 10 kg    | 5 g             | -                 |
| 366-92 | 200 g    | 100 mg          | -                 |