

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS OBB-A1209

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Tubus Binokular

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

Mikroskoptubus OBB-A1209

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 1209
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Polarisierende Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 11674 14
Zolltarifnummer	90119000

### Technische Daten - Primär

Tubus	Binokular
-------	-----------

### Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	ja
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	einseitig

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

Lagertemperatur Max 40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	600 g
Lieferzeiten	1 d

### FUNKTIONEN

Standard
----------

