



## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



### DESCRIPCIÓN

- Convertidor para la conexión de balanzas, instrumentos de medición de fuerza, etc., con interfaz de datos RS-232 a una red Ethernet basada en IP
- Permite la integración directa de los equipos de medición en la mayoría de las redes empresariales, con configuración automática mediante DHCP o asignación de IP estática. El acceso a los datos de medición actuales se puede realizar en cualquier momento desde toda la red
- El conversor es compatible con una amplia gama de opciones de configuración a través de la interfaz web
- Compatible con el software BalanceConnection de KERN
- Adecuado para montaje mural o de forma independiente
- Volumen de suministro: Convertidor RS-232/Ethernet con 2× puertos RS-232, adaptador de red (UE). Los dos puertos RS-232 permiten conectar y gestionar dos balanzas o equipos de medición en paralelo

### ESPECIFICACIONES

#### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKI-11
Serie de modelos	YKI
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas

Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761483378
Modelo predecesor	YKI-01
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	yes

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red	Fuente de alimentación
------------------	------------------------

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	210×155×55 mm
Peso bruto	0,40 kg
Peso neto	0,20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	194 g
Plazo de entrega	1 d

## FUNCIONES

Standard
----------



## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
YKA-11	Fuente de alimentación KERN YKA-11