

# KERN 315-108-105

Safety Set 20 g (E2); 200 g (E2)

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 315-108-105                           |
| Serie de modelos             | 315                                   |
| Surtido                      | KERN                                  |
| Tipo de producto             | Pesos de prueba                       |
| Grupo de productos           | Conjuntos de seguridad                |
| Tipo de uso del producto     | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761245754                         |
| Fecha de inicio prevista     | 2019-1HJ                              |
| Número del arancel aduanero  | 84239090                              |

## Datos técnicos - Sistema de medición

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Pesos nominales, incluidos | 20 g (E2); 200 g (E2) |
| Valor nominal              | 20 g & 200 g          |
| Clase OIML                 | E2                    |
| Conforme OIML              | Sí                    |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al)            | 150×115×70 mm        |
| Peso bruto                                    | 1,00 kg              |
| Peso neto                                     | 0,50 kg              |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 500 g                |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación Sí

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración 962-300-300

# KERN 315-108-105

Safety Set 20 g (E2); 200 g (E2)



## Funciones

## Standard

