

# KERN 326-14

Poids individuel, Classe OIML F1, 10 kg, Forme Eco, inox poli

# KERN®



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-14
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761223622
Modèle prédécesseur	326-14-2018a; 327-74; 329-14
Modèle successeur	326-14-2025e
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 kg
Tolérance (OIML)	50 mg
Boîtier aluminium	317-140-600
Boîtier plastique	347-140-400
Caisse en bois	317-140-100

## Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 kg
Classe OIML	F1

## Les fonctions

OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	50 mg
Density (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	100×100×183 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

## Services en option

DAkKS Calibrage	962-444
-----------------	---------

# KERN 326-14

Poids individuel, Classe OIML F1, 10 kg, Forme Eco, inox poli



Standard

