


# KERN MSF 200

Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit  
Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

# KERN®



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	MSF 200
Modell-Reihe	MSF
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Körpergröße Messung
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761192843
Vorgängermodell	MSF 200-2016a
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	84239010
CE Label	Yes

## Technische Daten - Primär

Messbereich	210 cm
Ablesung	0,1 cm

## Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	60×60×930 mm
---------------------	--------------

## Technische Daten - Messsystem

Messbereich	205 cm
Ablesung	0,1 cm
Min Länge	60 cm
Gerätetyp	Mechanisch
Einheiten	Cm;inch/ft
Toleranz Länge	10 mm

## Funktionen

Standard

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1015×70×45 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,80 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	108,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	108,5 g
Lieferzeiten	1 d

## Technische Daten - Verifizierung

Medizinische Zulassung 93/42/EWG	Yes
MPG-Klasse	1m
GMDN-Code	37001

# KERN MSF 200

Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

**KERN**<sup>®</sup>

