

KERN 346-89

Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	346-89
Serie de modelos	346
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761241664
Modelo predecesor	346-89-2018a
Modelo sucesor	346-89-2024e2; 346-89-2025e
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 kg
Tolerancia (OIML)	2,5 g

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	310×155×192 mm
Material	Hierro fundido lacado

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	50 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	2,5 g
Densidad (kg/m ³)	7100

Volumen (cm³) 7042,2535

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	330×180×230 mm
Peso bruto	50 kg
Peso neto	50 kg
Método de envío	Transporte
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	2 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-646
-------------------	---------

KERN 346-89

Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Funciones

Standard

