

# KERN ODC 832

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 832
Serie de modelos	ODC-83
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761190474
Modelo predecesor	ODC 831
Fecha de inicio prevista	2016-1HJ
Número del arancel aduanero	90119000
CE Label	Yes

## Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB3 Cámara de microscopio - C-Mount
Resolución de la cámara	5,1 MP
Tipo de sensor	Aptina CMOS
Tamaño del sensor	1/2,5"

## Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 8
Software aplicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)

Dimensiones (An×Pr×Al) 80×80×45 mm

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Enchufe	USB B
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	164×164×75 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	0,60 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	342,022 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	12,0959 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	62,9821 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
----------------------	-------

# KERN ODC 832

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Storage Temp Max 40 °C

## Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

## Funciones

Standard

