

# KERN 366-93

Pesas individuales, Clase OIML M3, 500 g, Botón, hierro fundido lacado

**KERN®**

## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	366-93
Serie de modelos	366
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML M3
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761482074
Modelo predecesor	366-93-2024a
Fecha de inicio prevista	2025-2HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	500 g
Tolerancia (OIML)	250 mg

## Datos técnicos - Construcción

Material	Hierro fundido lacado
----------	-----------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	500 g
Clase OIML	M3
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	250 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volumen (cm <sup>3</sup> )	70,4225

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	46×46×68 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	No
-----------------------------	----

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-639
-------------------	---------

# KERN 366-93

Pesas individuales, Clase OIML M3, 500 g, Botón, hierro fundido lacado



## Funciones

### Standard

