

# KERN 326-13

Peso singolo, classe OIML F1, 5 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

**KERN®**

## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo       | 326-13                                |
| Modello-Serie                 | 326                                   |
| Assortimento                  | KERN                                  |
| Tipologia di prodotto         | Pesi di prova                         |
| Gruppo di prodotti            | OIML F1 Pesi di prova                 |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761223639                         |
| Modello precedente            | 326-13-2018a; 327-73; 329-13          |
| Modello successivo            | 326-13-2025e                          |
| Data di inizio prevista       | 2019-1HJ                              |
| Numero di tariffa doganale    | 84239090                              |

## Dati tecnici - Primario

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale    | 5 kg        |
| Tolleranza (OIML)  | 25 mg       |
| Cassa in alluminio | 317-130-600 |
| Cassa in plastica  | 347-130-400 |
| Cassa in legno     | 317-130-100 |

## Dati tecnici - Costruzione

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | Acciaio inossidabile lucidato |
|-----------|-------------------------------|

## Dati tecnici - Sistema di misura

|                 |      |
|-----------------|------|
| Valore nominale | 5 kg |
| Classe OIML     | F1   |
| Conformità OIML | Yes  |

## Funzioni

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tolleranza (OIML)            | 25 mg |
| Densità (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950  |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | 80×80×144 mm    |
| Peso lordo                                       | 5 kg            |
| Peso netto                                       | 5 kg            |
| Metodo di spedizione                             | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g             |
| Tempo di consegna                                | 1 d             |

## Servizi opzionali

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkkS | 962-443 |
|--------------------|---------|

# KERN 326-13

Peso singolo, classe OIML F1, 5 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Standard

