


BROCHURE PRODUIT

SAUTER AC 17R

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Pince longue pour tests de traction et de déchirement

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	AC 17R
Model-Serie	AC
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Pincés et outils de serrage
Type d'utilisation du produit	Élément de la liste des pièces commerciales;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1122789
Numéro de tarif douanier	90278990

Poids brut 0,05 kg

Poids net 0,05 kg

Mode d'expédition Service de colis

Numéro UN Pas de marchandises dangereuses

Composant de l'emballage - par poids - plastique 10 g

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard



FRANCAIS

Données techniques - Primaire

Max. Force 500 N

Max. Largeur de la pince 8 mm

Données techniques - Construction

Matériau acier

Dimensions du boîtier (LxPxH) 8×40×18,5 mm

Données techniques - Système de mesure

Filets de montage Trou fileté M6

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 150×100×10 mm

ACCESSOIRES

Modèle	Description
AFM 01	Manchon SAUTER AFM 01
AFM 02	Manchon SAUTER AFM 02
AFM 03	Manchon SAUTER AFM 03
AFM 08	Filetage SAUTER AFM 08
AFM 13	Manchon SAUTER AFM 13
AFM 14	Adaptateur KERN AFM 14
AFM 20	Filetage SAUTER AFM 20
AFM 22	Adaptateur KERN AFM 22