



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	366-96
Model-Serie	366
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M3 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761482104
Modèle prédécesseur	366-96-2.024a
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	5 kg
Tolérance (OIML)	2,5 g

Données techniques - Construction

Matériau	Fonte laquée
----------	--------------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	5 kg
Classe OIML	M3
OIML conform	Yes
Tolerance (OIML)	2,5 g
Density (kg/m ³)	7.100
Volume (cm ³)	704,2254

Les fonctions

Standard

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	94×94×146 mm
Poids brut	5,0 kg
Poids net	5,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	No
-----------------------	----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-643
-----------------	---------

KERN 366-96

Poids individuel, Classe OIML M3, 5 kg, Bouton, fonte laqué



Option

