

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS OBB-A2502

Datum: 11.04.2025

DEUTSCH



Tubus Binokular

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## BESCHREIBUNG

Mikroskoptubus OBB-A2502

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Modell-Artikel-Code    | OBB-A2502             |
| Modell-Reihe           | OBB-AT                |
| Sortiment              | Optics                |
| Produkt Segment        | Mikroskope            |
| Produktgruppe          | Durchlichtmikroskope  |
| Produkt-Verwendungsart | Ersatzteil;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 1173255        |
| Zolltarifnummer        | 90119000              |

### Technische Daten - Primär

|       |           |
|-------|-----------|
| Tubus | Binokular |
|-------|-----------|

### Technische Daten - Konstruktion

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tubus-Typ             | Siedentopf |
| Winkel des Tubus      | 30°        |
| Augenabstand (max)    | 75 mm      |
| Augenabstand (min)    | 48 mm      |
| Einstellbare Dioptrie | einseitig  |

### Technische Daten - Umweltbedingungen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
| Lagertemperatur Max | 40 °C |

### Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 265×185×165 mm |
| Bruttogewicht                                      | 2 kg           |
| Nettogewicht                                       | 1,4 kg         |
| Versandart                                         | Paketdienst    |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 600 g          |
| Lieferzeiten                                       | 1 d            |

## FUNKTIONEN

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|

