

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A5 133

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ? ECO-Caballetes universales

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

DESCRIPCIÓN

El soporte del estereomicroscopio OZB-A5133

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A5133
Serie de modelos	OZB-S
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761232167
Modelo predecesor	OZB-A5123
Número del arancel aduanero	90119000
CE Label	sí

Datos técnicos - Construcción

Tipo de soporte	forma de pilar
Superficie del soporte	283×292 mm
Diámetro del soporte	76 mm
Mecánica de enfoque	tornillo macro-/micrométrico coaxial
Dimensiones (An×Pr×Al)	283×292×303,5 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	385×370×330 mm
Peso bruto	4,2 kg
Peso neto	3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	780,168 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	14,8368 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	441,395 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Iluminación

Direcciones de iluminación	Luz incidente;Luz transmitida
Tipo de luz transmitida	LED
Intensidad de la luz transmitida	3W
Tipo de luz incidente	LED

Intensidad de la luz
incidente 3W

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A5807	Fuente de alimentación de enchufe KERN OZB-A5807
OZB-A5808	Fuente de alimentación de enchufe KERN OZB-A5808