

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A45 16

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



ITALIANO

DESCRIZIONE

- Con l'illuminazione LED a collo di cigno da 20 W con cono di luce focalizzabile potete regolare a piacere la vostra illuminazione. Un raggio di luce concentrato o diffuso vi consente l'illuminazione ottimale del vostro campione

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A45 16
Modello-Serie	OZB-IF
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna

Tipo di utilizzo del prodotto

Articolo principale

Codice EAN (Modello)

4045761217720

Modello precedente

OZB-A45 12

Numero di tariffa doganale

94054239

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione

LED

Intensità di illuminazione 20W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	6400 K
Dimmerabile	yes
Lunghezza della fibra	540 mm
Dimensioni (L×P×H)	100×200×150 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	300×250×250 mm
Peso lordo	4 kg
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	207,576 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1,41932 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 145,835 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE yes

FUNZIONI

Standard



PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
RKFN-5001	Presa di collegamento RKFN-5001
OZB-A4535	Lenti di focalizzazione di ricambio (coppia) OZB-A4535
OZB-A4581	Alimentatore KERN OZB-A4581
OZB-A4582	Alimentatore KERN OZB-A4582
OZB-A4534	Conduttore ottico di ricambio OZB-A4534
OZB-A4536	LED di ricambio 20W KERN OZB-A4536
RCFS-5001	Interruttore KERN RCFS-5001