

KERN ODC 895

Il microscopio digitale USB per il controllo rapido o per i vostri hobby

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 895
Modello-Serie	ODC-89
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamere per microscopi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761190566
Modello precedente	ODC 894
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	85258900

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB Microscopio digitale
Risoluzione della telecamera	2 MP
Tipo di sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/3,2"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Interfacce	USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	Esterno (OXM 902)
Dimensioni	80×150×180 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione	USB A
------------------------	-------

Classe di protezione

Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

Attacco del cavo

Collegato in modo permanente

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 160×158×85 mm

Peso lordo 1,00 kg

Peso netto 0,90 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 131,984 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 438 mg

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 13,432 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE

Yes

KERN ODC 895

Il microscopio digitale USB per il controllo rapido o per i vostri hobby



Funzioni

Standard

