

OPTICS OZB-A7908

Data: 29.01.2025



Alimentatore UK, Adatto a modello KERN OZB-A7101

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

Alimentatore UK OZB-A7908

SPECIFICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A7908
Modello-Serie	OZB-AZ
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Pezzo di ricambio
Codice EAN (Modello)	4045761210196
Data di inizio prevista	unbestimmt-1HJ
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	80×60×55 mm
------------	-------------

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100-240V / 0,5A
Classe di protezione	Classe di protezione II - isolamento protettivo

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	120×80×80 mm
Peso lordo	0,40 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	100 g
---	-------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Tipo di illuminazione	Intensità di illuminazione	Capacità di pesatura
OZB-A4554			
OZB-A4590			
OZB-A4595			
OZB-A4596			
OZB-A4536			
OZB-A4581			
OZB-A4582			
OZB-A7906			
OZB-A7907			
OZB-A7908			
OZB-A4534	LED		
OZB-A4535			
OZB-A4591			
OZB-A7901			
OZB-A7902			
OZB-A7903			
OZB-A7904			
OZB-A7905			