

KERN 326-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-14
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223622
Vorgängermodell	326-14-2018a; 327-74; 329-14
Nachfolgemodell	326-14-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	50 mg
Gehäuse Aluminium	317-140-600
Gehäuse Kunststoff	347-140-400
Gehäuse Holz	317-140-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Funktionen

Standard

Toleranz (OIML)	50 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×183 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-444
--------------------	---------

KERN 326-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN[®]

