

KERN EMB 3000-1

Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle EMB 3000-1

Model-Serie EMB

Assortiment KERN

Type de produit Balances de laboratoire

Groupe de produits Balances scolaires

Type d'utilisation du produit Article principal

Code EAN (Modèle) 4045761133105

Date de début prévue 2012-1HJ

Numéro de tarif douanier 84238129

CE Label Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage 3000 g

Lisibilité 0,1 g

Répétabilité 0,1 g

Linéarité $\pm 0,3$ g

Surface de pesée (d) 150 mm

Poids d'ajustement recommandé 3 kg (M1)

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier 170x245x39 mm

Plaque de pesage du matériau Plastique

Matériau du boîtier Plastique

Weighing surface (d) 150 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran 15 mm

Rétro-éclairage Non

Données techniques - Alimentation électrique

Batterie 9 V Block

Temps de fonctionnement 16 h

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage Ajustement avec poids externe

Linéarité $\pm 0,3$ g

Lisibilité 0,1 g

Recommended adjusting weight 3 kg (M1)

Répétabilité 0,1 g

Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire 3 s

Plage de tarage 3000 g

Temps de préchauffage 120 min

Système de pesage Jauge de contrainte

Unités de pesage Dwt;g;oz;ozt

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de fonctionnement 35 °C

KERN EMB 3000-1

Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée



Température ambiante minimale 5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 265×207×116 mm

Poids brut 0,70 kg

Poids net 0,55 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton 720 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 5 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 98 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 23 g

Délai de livraison 1 d

Services en option

DAkkS Calibrage 963-127

Les fonctions

Standard



Option

