


## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# SAUTER AD 0022

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Backen mit glatter Oberfläche

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | AD 0022                              |
| Modell-Reihe           | AD                                   |
| Sortiment              | Sauter                               |
| Produkt Segment        | Kraftmesstechnik                     |
| Produktgruppe          | Klemmen & Spannzeuge                 |
| Produkt-Verwendungsart | Handelsstücklistenelement;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 117480 1                      |
| Zolltarifnummer        | 90278990                             |

### Technische Daten - Primär

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Max. Kraft             | 1 kN  |
| Max. Breite der Klemme | 30 mm |

### Technische Daten - Konstruktion

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Werkstoff                  | Stahl      |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH) | 30×30×8 mm |

### Technische Daten - Umweltbedingungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Maximale Lagertemperatur | 40 °C  |
| Minimale Lagertemperatur | -10 °C |

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 30×30×8 mm

Bruttogewicht 0,25 kg

Nettogewicht 0,25 kg

Versandart Paketdienst

UN-Nummer kein Gefahrgut

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Lieferzeiten 14 d

## FUNKTIONEN

Standard

