

**BROCHURE PRODUIT****KERN  
FKA-A01**

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Câble en Y pour le branchement parallèle de deux terminaux à l'interface de données RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique et imprimante

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

Câble d'interface RS-232 en Y FKA-A01

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	FKA-A01
Model-Serie	FKA
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances d'établi
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761155695
Numéro de tarif douanier	84239010

Standard



### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	250×100×40 mm
Poids brut	0,10 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	19 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	19 g
Délai de livraison	1 d

## FONCTIONS