

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A4572

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Per la massima flessibilità e il massimo comfort nella stereomicroscopia
- Queste unità di illuminazione professionali garantiscono un'eccellente qualità di illuminazione con intensità costante sull'oggetto.
- Naturalmente queste unità di illuminazione esterne sono adatte anche al vostro stereomicroscopio standard.
- Eccezione: delle illuminazioni ad anello in combinazione con le seguenti serie: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A4572
Modello-Serie	OZB-IR

Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale

Codice EAN (Modello)	404576 1218437
Modello precedente	OZB-A4572-2018a
Numero di tariffa doganale	94054239

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	4W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	6500-7000 K
Dimmerabile	yes
Per segmenti	yes
Diametro dell'anello	6 cm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	235×200×50 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,45 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	72,0324 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	2,3112 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	21,9564 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKA-02	Kit adattatore per alimentatore KERN YKA-02
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
PFB-A03	Alimentatore KERN PFB-A03
PFB-A02	Alimentatore KERN PFB-A02
YKA-02	Kit adattatore per alimentatore KERN YKA-02
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11
OZB-A4590	Anello adattatore OZB-A4590
OZB-A4591	Coperchio di plastica per l'illuminazione dell'anello OZB-A4591