

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**OPTICS  
OBB-A3222**

Fecha: 21.03.2025

ESPAÑOL



Tubo binocular

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

Tubo binocular OBB-A3222

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A3222
Serie de modelos	OBB-AT
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1237643
Número del arancel aduanero	90119000

### Datos técnicos - Primarios

Tubo	Binocular
------	-----------

### Datos técnicos - Construcción

Tipo de tubo	Siedentopf
Ángulo del tubo	45°
Rotación del tubo	sí
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	48 mm
Dioptrías ajustables	un lado
Dimensiones	190×100×65 mm

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	265×185×165 mm
Peso bruto	1,6 kg
Peso neto	1,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	300 g
Plazo de entrega	1 d

## FUNCIONES

Standard
----------

