

KERN ODC 895

Il microscopio digitale USB per il controllo rapido o per i vostri hobby



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 895
Modello-Serie	ODC-89
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Telecamere da microscopio
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761190566
Modello precedente	ODC 893; ODC 894
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB Microscopio digitale
Risoluzione della telecamera	2 MP
Tipo di sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/3,2"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Interfacce	USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 8
Software applicabile	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902);Windows Kamera App

Dimensioni (L×P×H) 80×150×180 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione	USB A
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Collegato in modo permanente

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	160×158×85 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,90 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	131,984 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	438 mg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	13,432 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

KERN ODC 895

Il microscopio digitale USB per il controllo rapido o per i vostri hobby



Temperatura di stoccaggio
Max 40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE Yes

Funzioni

Standard

