

KERN 346-87

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Block, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-87
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761241633
Vorgängermodell	346-87-2019a
Nachfolgemodell	346-87-2024e2; 346-87-2025e
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	500 mg
Gehäuse Aluminium	346-070-600

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	190×95×113 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	500 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	1408,4507

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×110×125 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-644
--------------------	---------

KERN 346-87

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Block, Gusseisen lackiert

