

# KERN 326-042

Juego de pesas, F1, 1 g - 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-042
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761224360
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 g - 200 g
Caja de madera	313-040-100
Peso conjunto caja	En un estuche de madera

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
Es juego de pesas	Sí
Tipo de caja	En un estuche de madera

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 g - 200 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	152×152×66 mm
------------------------------------	---------------

Peso bruto	0,80 kg
Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-417
-------------------	---------

# KERN 326-042

Juego de pesas, F1, 1 g - 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera

**KERN**<sup>®</sup>

Funciones

Standard

