

## PRODUKTBROSCHÜRE

# KERN YKA-52

Datum: 05.02.2026

DEUTSCH



Steckernetzteil (EURO, UK, US, CH)

## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

- Passend für KERN AXE/AXS

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKA-52
Modell-Reihe	YKA
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 148 18 17
Zolltarifnummer	85044095
CE Label	yes
Herkunftsland	TW

Verpackungsbestandteil 10 g  
- nach Gewicht - Karton

Lieferzeiten 1 d

DEUTSCH

### Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×80×50 mm
Bruttogewicht	0,20 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst