

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A5203

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ?PREMIUM-Universalständer

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Stereomikroskop-Ständer OZB-A5203

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A5203
Modell-Reihe	OZB-UP
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1169593
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Konstruktion

Standtyp	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Platte)
Fläche des Ständers	254×254 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Abmessungen (B×T×H)	254×545×515 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	680×330×260 mm
Bruttogewicht	24 kg
Nettogewicht	22 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	699,761 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	23,8104 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	599,228 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
OZB-A5301	Stereomikroskope Modulares System - Halter KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Stereomikroskope Modulares System - Halter KERN OZB-A5306

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A5806	Ersatzhebel OZB-A5806
OZB-A5290	Platte + Säule KERN OZB-A5290
OZB-A5291	Platte KERN OZB-A5291