

KERN 326-096

Kit di pesi, F1, 1 g - 10 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Modello codice articolo | 326-096 |
| Modello-Serie | 326 |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Pesi di prova |
| Gruppo di prodotti | OIML F1 Pesi di prova |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761224070 |
| Data di inizio prevista | 2019-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84239090 |

Dati tecnici - Primario

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Valore nominale | 1 g - 10 kg |
| Cassa in alluminio | 314-090-600 |
| Peso set cassa | In valigetta di alluminio |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Materiale | Acciaio inossidabile lucidato |
| È un set di pesi | Sì |
| Tipo di caso | In valigetta di alluminio |

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|-----------------|-------------|
| Valore nominale | 1 g - 10 kg |
| Classe OIML | F1 |
| Conformità OIML | Sì |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 610×260×235 mm

Peso lordo 28 kg

Peso netto 24 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 4020 g

Tempo di consegna 1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-422

Funzioni

Standard

KERN 326-096

Kit di pesi, F1, 1 g - 10 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

KERN[®]

