


KERN ODC 841

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 841
Serie de modelos	ODC-84
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761235724
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	85258900
CE Label	Yes

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB3 Cámara de microscopio - C-Mount
Resolución de la cámara	20 MP
Tipo de sensor	Sony CMOS
Tamaño del sensor	1"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 8
Software aplicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensiones (An×Pr×Al)	68×68×46 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Enchufe	USB B
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	150×150×100 mm
Peso bruto	0,65 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	91,5 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 mg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	72,5 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g

KERN ODC 841

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

Funciones

Standard

