

KERN OZB-A4516

Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A4516
Modell-Reihe	OZB-IF
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761217720
Vorgängermodell	OZB-A4512
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	94054239

Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsintensität	20W

Technische Daten - Konstruktion

Farbtemperatur	6400 K
Dimmbar	Yes
Länge der Fasern	540 mm
Abmessungen	100×200×150 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
--------------	--

Technische Daten - Umweltbedingungen

Funktionen

Standard

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×250 mm
Bruttogewicht	4 kg
Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	207,576 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,41932 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	145,835 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes
------	-----

KERN OZB-A4516

Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe

