

KERN 326-09

Pesas individuales, Clase OIML F1, 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-09
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761223660
Modelo predecesor	326-09-2018a; 327-69; 329-09
Modelo sucesor	326-09-2025e
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	500 g
Tolerancia (OIML)	2,5 mg
Caja aluminio	317-090-600
Caja plástico	347-090-400
Caja de madera	317-090-100

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	500 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

Tolerancia (OIML)	2,5 mg
-------------------	--------

Densidad (kg/m ³)	7950
-------------------------------	------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	38×38×64 mm
------------------------------------	-------------

Peso bruto	0,50 kg
------------	---------

Peso neto	0,50 kg
-----------	---------

Método de envío	Servicio de paquetes
-----------------	----------------------

Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
---	-----

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-439
-------------------	---------

KERN 326-09

Pesas individuales, Clase OIML F1, 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido



Funciones

Standard

