


BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1422

Data: 28.03.2025

ITALIANO



Condensatore di campo oscuro N.A. 0,85-0,91 (Dry, paraboloid)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Condensatore di campo oscuro N.A. 0,85-0,91 (Dry, paraboloide) OBB-A1422

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1422
Modello-Serie	OBB-AC
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761179318
Numero di tariffa doganale	90119000

Peso lordo 0,60 kg

Peso netto 0,30 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 300 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Costruzione

Apertura del condensatore	0,85-0,91
Montaggio del condensatore	fisso

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	80×80×70 mm
----------------------------	-------------