


KERN EWJ 600-1M

Präzisionswaage mit Kundendisplay – ideal für Juweliere und den Goldhandel,
optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EWJ 600-1M
Modell-Reihe	EWJ
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761492837
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	84238129
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	600 g
Ablesbarkeit	0,1 g
Reproduzierbarkeit	0,1 g
Linearität	± 0,3 g
Minimales Stückgewicht	2 g
Wägefläche (d)	120 mm

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH)	220×340×90 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes

Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	120 mm
Material Windschutz	Kunststoff,Glas
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	21 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	6,5 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	57 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Mindestgewicht (USP)	200 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	599,9 g

KERN EWJ 600-1M

Präzisionswaage mit Kundendisplay – ideal für Juweliere und den Goldhandel, optional mit Eichung



Anwärmzeit 30 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 40 °C

Minimale Umgebungstemperatur 0 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 410×295×275 mm

Bruttogewicht 3,6 kg

Nettogewicht 3,2 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 563 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 151 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zählraten

Auflösung der Zählung 3.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 200 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e) 0,1 g

Mindestlast (Min) 5 g

Eichung durch KERN möglich Yes

Eichgültigkeitsklasse II

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 963-127

Eichung 965-216

Funktionen

Standard



Option



Factory

