


PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1422

Datum: 28.03.2025

DEUTSCH



Dunkelfeldkondensor N.A. 0,85-0,91 (Dry, Paraboloid)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Dunkelfeldkondensor N.A. 0,85-0,91 (Dry, Paraboloid) OBB-A1422

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 1422
Modell-Reihe	OBB-AC
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1179318
Zolltarifnummer	90119000

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht - Karton 300 g

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Konstruktion

Apertur des Kondensors	0,85-0,91
Befestigung des Kondensors	fix

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Bruttogewicht	0,60 kg
Nettogewicht	0,30 kg