

## LED-Schwanenhalsbeleuchtung OZB-A4515



### Funktion

1. Ein- / Ausschalter
2. Dimmer Lichtintensität



### Vorteile auf einen Blick

Die **OZB-A4515** 6 W-LED-Schwanenhalsbeleuchtung ermöglicht Ihnen die optimale Ausleuchtung Ihrer Probe.



### Sicherheitshinweise

Das Licht der Schwanenhals-Beleuchtung ist sehr hell. Schalten Sie die Beleuchtung daher immer erst ein, bevor Sie durch die Okulare blicken. Vermeiden Sie es, direkt in die LEDs zu schauen.



### Technische Daten

Beleuchtungsstärke: 6W-LED  
 Farbtemperatur: 5600-6300K  
 Länge: 300 mm  
 Eingangsspannung: AC 100-240V  
 50/60HZ



Techn. Service +49 7433 9933 777