

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKT-01

Fecha: 19.09.2025

ESPAÑOL



Impresora de alta calidad con gran pantalla LCD y numerosas funciones

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Impresión conforme a las GLP gracias al papel duradero y al proceso de impresión matricial
- Impresión de la fecha y la hora para documentar los pesajes con la fecha y la hora
- Indicación del nombre, número de lote e ID para la impresión de información definida por el usuario
- Indicación e impresión del peso de tara, el peso bruto y el peso neto para la realización del cálculo y la documentación de forma sencilla
- Pesaje múltiple para el almacenamiento y el procesamiento de varios pesajes consecutivos
- Función de receta para el pesaje y la documentación de diferentes componentes
- Función de totalización para el cálculo de la suma de varios pesajes
- Función estadística para el cálculo y la impresión de valores estadísticos como el valor medio y la desviación del estándar
- Proceso de impresión: 8 imanes de impresión con matriz de puntos
- Velocidad: 1,7 línea por segundo
- Tamaño de los caracteres (caracteres ASCII): An×Al 1,7×2,6 mm
- Vida útil: 1 millón de líneas
- Casete de cinta en color: EPSON ERC-22 o ERC-09B
- Servicio vía adaptador de red 230 V/50 Hz estándar EU, equipamiento de serie

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKT-01
Serie de modelos	YKT

Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1484849
Modelo predecesor	911-013; YKN-01; YKS-01; YKT-01-2023a
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	yes

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones totales montado (AnxPrxAl)	114,6×188,2×86,6 mm
--	---------------------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Adaptador de red	Fuente de alimentación

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	45 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C
Humedad mínima	10 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	265×200×180 mm
Peso bruto	1,8 kg
Peso neto	0,65 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	521,5 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	521,5 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
911-013-010	Rollos de papel KERN 911-013-010
911-013-002	Rollos de papel KERN 911-013-002
YKT-A03	Cinta de color KERN YKT-A03
YKT-A05S05	Rollos de etiquetas KERN YKT-A05S05

SERVICIOS

Modelo	Descripción
970-101	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-101